

EXACTA
S C A L E S

EXACTA ALCOWEIGHT

*Con un unico
strumento
avrete un
alcolometro,
una bilancia
idrostatica
ed una
bilancia
semianalitica.*

*Desiderereste avere uno strumento che,
occupando solo 30 cm del vostro laboratorio,
possa essere un alcolometro
per determinare il titolo alcolometrico,
l'estratto secco totale e la valutazione dei mosti;
una bilancia semianalitica ed una
bilancia idrostatica di grande precisione?
Con EXACTA ALCOWEIGHT
questo è possibile!*



EXACTA ALCOWEIGHT

Funzioni

- 1 **Come ALCOLOMETRO:**
 - Titolo alcolometrico volumico da 0 a 100% V/V
 - Precisione 0,01 V/V
 - Estratto secco totale da 0,0 a 505,8 g/l
 - Valutazione mosti in gradi Baumé, Babo, Massa Volumica con campo di lavoro da 1,0400 a 1,1600.
- 1 **Come BILANCIA SEMIANALITICA:**
 - Portata: 205 g
 - Precisione: 0,001 g.
- 1 **Come BILANCIA IDROSTATICA:**
 - Campo densità relativa da 0,0 a 2,30 g/cm³
 - Precisione: D = 0,00001

Caratteristiche tecniche

- 1 Calibrazione automatica con peso interno motorizzato
- 1 Compensazione automatica temperatura: +10...30 °C
- 1 Termosonda PT 100 1/3 DIN
- 1 Alimentazione: 220V - 50Hz
- 1 Correzione automatica del volume del pescante
- 1 Aggiornamento della data, ora e minuti
- 1 Dimensioni: 200x360x480 mm (LxPxX)
- 1 Peso: 11,5 kg.

Accessori a corredo

- 1 N. 1 pescante da 20 ml
- 1 N. 1 cilindro vetro
- 1 Uscita per stampante.

Accessori opzionali

- 1 Cilindri a doppia camicia e per misure in continuo
- 1 Stampante.



Rivenditore autorizzato: